



Vannes 2 voies et 3 voies

- pour liquides ou gaz
- modèles standard en polyéthylène (PE) et polypropylène (PP) (rouge et blanc)
- modèles en PVDF, transparents, excellente résistance chimique, stérilisables à la vapeur, idéales pour substances alimentaires

Ø tuyau int./ext.	référence	Prix HT
1 - vannes 2 voies en PVDF		
5 / 7 mm	B86076	
7 / 9 mm	B86078	
9 / 11 mm	B860710	
11 / 13 mm	B860711	
2 - vannes 2 voies en PE/PP		
5 / 7 mm	B86056	
7 / 9 mm	B86058	
9 / 11 mm	B860510	
11 / 13 mm	B860511	
3 - vannes 3 voies en PVDF		
5 / 7 mm	B86086	
7 / 9 mm	B86088	
9 / 11 mm	B860810	
11 / 13 mm	B860811	
4 - vannes 3 voies en PE/PP		
5 / 7 mm	B86066	
7 / 9 mm	B86068	
9 / 11 mm	B860610	
11 / 13 mm	B860611	




Vannes PTFE
cannelées



Ø ext. tuyau	passage	référence	Prix HT
1 - vannes 2 voies			
Ø 4,5 mm	2 mm	C11570	
Ø 6,0 mm	2 mm	C11571	
Ø 6,8 mm	3 mm	C11572	
Ø 8,0 mm	3 mm	C11573	
Ø 9,0 mm	4 mm	C11574	
Ø 10,0 mm	4 mm	C11575	
Ø 11,0 mm	5 mm	C11576	
2 - vannes 3 voies			
Ø 4,5 mm	2 mm	C11580	
Ø 6,0 mm	2 mm	C11581	
Ø 6,8 mm	3 mm	C11582	
Ø 8,0 mm	3 mm	C11583	
Ø 9,0 mm	4 mm	C11584	
Ø 10,0 mm	4 mm	C11585	
Ø 11,0 mm	5 mm	C11586	

Vannes PTFE avec serrage à vis



- pour tubes métriques rigides ou semi-rigides, en verre, PTFE, FEP, etc.
- pression max. : 5 bar
- serrage à vis : étanchéité parfaite

Ø ext. tuyau	passage	référence	Prix HT
1 - vannes 2 voies			
Ø 6 mm	2 mm	C11406	
Ø 8 mm	3 mm	C11439	
Ø 8 mm	4 mm	C11440	
2 - vannes 3 voies			
Ø 6 mm	2 mm	C11408	
Ø 8 mm	3 mm	C11445	
Ø 8 mm	4 mm	C11446	