


ACCESSOIRES

Pinces Hoffman


► régulation ou arrêt du débit



- en laiton chromé
- barre inférieure mobile
- excellente résistance thermique
- vis à tête ronde ou forme papillon

ouverture	tête de vis	référence	Prix HT
12 mm	ronde	OML401	
17 mm	ronde	OML402	
20 mm	ronde	OML403	
25 mm	ronde	OML404	
30 mm	ronde	OML405	
40 mm	ronde	OML406	
48 mm	papillon	OML407	
65 mm	papillon	OML408	

Sélecteur de tubes



- sélection des tubes selon le diamètre intérieur et extérieur
- en plastique ABS vert
- diamètres intérieurs : 1/2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25 mm.
- diamètres extérieurs : 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21 mm

référence	Prix HT
VA2800 Sélectionneur de tubes	

Pinces stop-it métallique



- en acier zingué et aluminium
- pour tuyaux flexible avec diamètre ext. jusqu'à 10 mm, 15 mm, 20 mm

pour Ø mm	référence	Prix HT
Ø à 10 mm	UB2090	l'unité
Ø à 15 mm	UB2091	l'unité
Ø à 20 mm	UB2092	l'unité
Ø à 30 mm	UB2093	l'unité

Colliers de serrage pour rodage standard



- ressort en acier encapsulé de PTFE
- pour le raccordement de pièces à joint rodé

rodage	référence	Prix HT
14/23	BA5240	
19/26	BA5241	
29/32	BA5242	
45/40	BA5243	

Colliers de serrage en acier inoxydable



- en acier inoxydable
- large : 60 mm

rodage	poids	référence	Prix HT
8-12 mm	12 g	BC1611	
10-16 mm	12 g	BC1612	
12-22 mm	14 g	BC1613	

Pinces de serrage pour rodage standard



- collier de serrage pour rodage standard
- en plastique polyacétate
- code couleur
- utilisation jusqu'à +140°C

pour rodage	couleur	référence	Prix HT
10/29	vert	CT4900	
12/21	violet	CT4901	
14/23	orange	CT4902	
19/26	bleu	CT4903	
24/29	vert	CT4904	
29/32	rouge	CT4905	
34/35	jaune	CT4906	
40/50	orange	CT4907	
45/40	brun	CT4908	