

VAISSELLE EN INOX

Seaux
en acier inox



- acier inox V2A (1.4301)
- surface polie brillante, hygiénique et facile à nettoyer

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
6 l	Ø 235 x 250 mm	UB0700	
10 l	Ø 265 x 275 mm	UB0701	
15 l	Ø 330 x 305 mm	UB0702	

Entonnoirs
en acier inox



- acier inox V2A (1.4301)
- canal de circulation d'air

Ø ext.	Ø évacuation	référence	Prix HT
Ø 60 mm	Ø 13 mm	UB1950	
Ø 80 mm	Ø 13 mm	UB1951	
Ø 100 mm	Ø 13 mm	UB1952	
Ø 120 mm	Ø 13 mm	UB1953	
Ø 150 mm	Ø 19 mm	UB1954	
Ø 200 mm	Ø 19 mm	UB1955	
Ø 250 mm	Ø 19 mm	UB1956	
Ø 300 mm	Ø 20 mm	UB1957	

Entonnoir à poudre
en acier inox



- acier inox V2A (1.4301)
- bord de débordement

capacité	Ø ext.	référence	Prix HT
130 ml	Ø 94 mm	UB1960	