

Verres de montre
en verre de chimie



- en verre de chimie
- bords polis au feu
- DIN 12341
- tension faible

diamètre	référence	Prix HT
Ø 40 mm	AZ1111596	les 10
Ø 50 mm	AZ1111445	les 10
Ø 60 mm	BD4690	les 10
Ø 70 mm	AZ1111798	les 10
Ø 80 mm	AZ1111593	les 10
Ø 90 mm	AZ1111799	les 10
Ø 100 mm	AZ1111795	les 10
Ø 120 mm	AZ1111310	les 10
Ø 125 mm	AZ1111796	les 10
Ø 150 mm	AZ1111797	les 10
Ø 200 mm	AZ1111528	les 10