

Ballons forme poire, col rodé en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN 12383, sauf les références signalées *
- zone de marquage



capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
rodage 14/23				
5 ml	14/23	Ø 27 mm	EZ1210 * les 10	
10 ml	14/23	Ø 33 mm	EZ1211 * les 10	
25 ml	14/23	Ø 42 mm	EZ1212 * les 10	
50 ml	14/23	Ø 51 mm	EZ1213 * les 10	
100 ml	14/23	Ø 64 mm	EZ1214 * les 10	
250 ml	14/23	Ø 85 mm	EZ1215 * les 10	
rodage 19/26				
25 ml	19/26	Ø 42 mm	EZ1220 * les 10	
50 ml	19/26	Ø 51 mm	EZ1221 les 10	
100 ml	19/26	Ø 64 mm	EZ1222 les 10	
250 ml	19/26	Ø 85 mm	EZ1223 les 10	
rodage 29/32				
50 ml	29/32	Ø 51 mm	EZ1230 * les 10	
100 ml	29/32	Ø 64 mm	EZ1231 * les 10	
250 ml	29/32	Ø 85 mm	EZ1232 * les 10	
1000 ml	29/32	Ø 126 mm	EZ1233 * l'unité	

Ballons forme poire col rodé

PYREX®



- en verre borosilicaté 3.3
- pour applications micro et semi-micro distillation
- la forme poire permet une rétention minimale et pertes réduites dues à la décomposition thermique

capacité	rodage central	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
rodage col 14/23				
5 ml	14/23	Ø 23 x 67 mm	GW4741	
10 ml	14/23	Ø 28 x 85 mm	GW4742	
25 ml	14/23	Ø 38 x 100 mm	GW4743	
50 ml	14/23	Ø 48 x 115 mm	GW4744	
100 ml	14/23	Ø 58 x 135 mm	GW4745	
rodage col 19/26				
50 ml	19/26	Ø 48 x 125 mm	GW4746	
100 ml	19/26	Ø 58 x 140 mm	GW4747	
rodage col 24/29				
100 ml	24/29	Ø 58 x 150 mm	GW4748	

Ballons à col rodé en forme de poire en verre borosilicaté 3.3

VERRE borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- col rodé

capacité	col	dim. (Ø x h)	réf	Prix HT
10 ml	14/23	Ø 30x75mm	WG3220 les 10	
25 ml	14/23	Ø 40x90mm	WG3221 les 10	
50 ml	14/23	Ø 50x110mm	WG3222 les 10	
100 ml	14/23	Ø 62x125mm	WG3223 les 10	

Ballons bicol forme poire, col latéral coudé en verre borosilicaté

- en verre borosilicaté DURAN®
- conformes à la norme DIN EN ISO 12383, sauf les références signalées *
- un col central et un col latéral coudé 25°
- zone de marquage



capacité	cols central	latéral	Ø ext.	référence	Prix HT
rodages central 14/23 - latéral 14/23					
25 ml	14/23	14/23	Ø 40 mm	EZ1880 *	
50 ml	14/23	14/23	Ø 50 mm	EZ1881 *	
100 ml	14/23	14/23	Ø 64 mm	EZ1882 *	
250 ml	14/23	14/23	Ø 85 mm	EZ1883 *	
rodages central 19/26 - latéral 14/23					
25 ml	19/26	14/23	Ø 40 mm	EZ1885 *	
50 ml	19/26	14/23	Ø 50 mm	EZ1886	
100 ml	19/26	14/23	Ø 64 mm	EZ1887	
250 ml	19/26	14/23	Ø 85 mm	EZ1888	

