

- conformes à la norme ISO 4797
- zone de marquage
- épaisseur de parois uniforme
- modèles avec rodage Quickfit® de qualité supérieure

Ballons col rodé / fond rond en verre borosilicaté 3.3

Ballons col rodé
fond rond



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
rodage 14/23			
5 ml	25 x 65 mm	GW6401	l'unité
10 ml	31 x 70 mm	GW6402	l'unité
25 ml	41 x 75 mm	GW6403	l'unité
50 ml	51 x 90 mm	GW6404	l'unité
100 ml	64 x 105 mm	GW6405	l'unité
250 ml	85 x 125 mm	GW6406	l'unité
500 ml	105 x 145 mm	GW6407	l'unité
rodage 19/26			
25 ml	40 x 80 mm	GW6410	l'unité
50 ml	51 x 90 mm	GW6411	l'unité
100 ml	64 x 110 mm	GW6412	l'unité
250 ml	85 x 130 mm	GW6413	l'unité
500 ml	105 x 145 mm	GW6414	l'unité
rodage 24/29			
25 ml	40 x 80 mm	GW6420	l'unité
50 ml	50 x 95 mm	GW6421	l'unité
100 ml	65 x 110 mm	GW6422	l'unité
250 ml	85 x 130 mm	GW6423	l'unité
500 ml	105 x 150 mm	GW6424	l'unité
1000 ml	132 x 180 mm	GW6425	l'unité
rodage 29/32			
25 ml	40 x 80 mm	GW6430	l'unité
50 ml	51 x 90 mm	GW6431	l'unité
100 ml	64 x 115 mm	GW6432	l'unité
250 ml	85 x 135 mm	GW6433	l'unité
500 ml	105 x 155 mm	GW6434	l'unité
1000 ml	131 x 185 mm	GW6435	l'unité
2000 ml	166 x 220 mm	GW6436	l'unité
3000 ml	185 x 260 mm	GW6437	l'unité
4000 ml	207 x 290 mm	GW6438	l'unité
5000 ml	223 x 305 mm	GW6439	l'unité
6000 ml	236 x 330 mm	GW6440	l'unité
10000 ml	279 x 355 mm	GW6441	l'unité
rodage 34/35			
500 ml	105 x 155 mm	GW6450	l'unité
1000 ml	131 x 185 mm	GW6451	l'unité
2000 ml	166 x 220 mm	GW6452	l'unité
rodage 45/40			
250 ml	85 x 135 mm	GW6460	l'unité
500 ml	105 x 155 mm	GW6461	l'unité
1000 ml	131 x 185 mm	GW6462	l'unité
2000 ml	166 x 220 mm	GW6463	l'unité
3000 ml	185 x 260 mm	GW6464	l'unité
4000 ml	207 x 290 mm	GW6465	l'unité
5000 ml	223 x 305 mm	GW6466	l'unité
6000 ml	236 x 330 mm	GW6467	l'unité
10000 ml	279 x 355 mm	GW6468	l'unité
20000 ml	350 x 490 mm	GW6469	l'unité

Ballons QUICKFIT® col rodé / fond rond



capacité	hauteur	long. col	référence	Prix HT
rodage 10/19				
5 ml	50 mm	15 mm	SW7201	
10 ml	65 mm	15 mm	SW7202	
rodage 14/23				
5 ml	65 mm	15 mm	SW7211	
10 ml	70 mm	15 mm	SW7212	
25 ml	85 mm	10 mm	SW7213	
50 ml	90 mm	15 mm	SW7214	
100 ml	105 mm	15 mm	SW7215	
250 ml	126 mm	15 mm	SW7216	
rodage 19/26				
25 ml	80 mm	15 mm	SW7221	
50 ml	90 mm	15 mm	SW7222	
100 ml	105 mm	15 mm	SW7223	
150 ml	114 mm	10 mm	SW7224	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7225	
500 ml	147 mm	15 mm	SW7226	
rodage 24/29				
25 ml	80 mm	15 mm	SW7230	
50 ml	90 mm	15 mm	SW7231	
100 ml	105 mm	15 mm	SW7232	
150 ml	115 mm	15 mm	SW7233	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7234	
500 ml	163 mm	15 mm	SW7235	
1000 ml	180 mm	15 mm	SW7236	

capacité	hauteur	long. col	référence	Prix HT
rodage 29/32				
100 ml	105 mm	15 mm	SW7241	
150 ml	120 mm	15 mm	SW7242	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7243	
500 ml	163 mm	15 mm	SW7244	
1000 ml	183 mm	10 mm	SW7245	
2000 ml	240 mm	15 mm	SW7246	
5000 ml	276 mm	15 mm	SW7247	
rodage 34/35				
100 ml	105 mm	10 mm	SW7251	
150 ml	118 mm	10 mm	SW7252	
250 ml	140 mm	15 mm	SW7253	
500 ml	163 mm	25 mm	SW7254	
1000 ml	196 mm	20 mm	SW7255	
5000 ml	280 mm	20 mm	SW7258	

Flacons à poudre à col rodé en verre borosilicaté



- pour le séchage de substances pulvéru-
lentes en évaporateurs rotatifs
- en verre borosilicaté DURAN®
- zone de marquage

capacité	col	Ø ext.	référence	Prix HT
rodage 29/32				
100 ml	29/32	Ø 60 mm	EZ1310	l'unité
250 ml	29/32	Ø 81 mm	EZ1311	l'unité
500 ml	29/32	Ø 101 mm	EZ1312	l'unité
1000 ml	29/32	Ø 126 mm	EZ1313	l'unité
2000 ml	29/32	Ø 158 mm	EZ1314	l'unité

