


VERRERIE - BÉCHERS

Béchers forme basse en verre borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 ml	22 x h30 mm	GW4012	les 10
10 ml	26 x h35 mm	GW4013	les 10
25 ml	32 x h48 mm	GW4001	les 10
50 ml	39 x h55 mm	GW4002	les 10
100 ml	55 x h71 mm	GW4003	les 10
150 ml	55 x h81 mm	GW4004	les 10
250 ml	69 x h95 mm	GW4005	les 10
400 ml	82 x h100 mm	GW4006	les 10
600 ml	92 x h115 mm	GW4007	les 10
800 ml	98 x h136 mm	GW4008	les 10
1000 ml	106 x h145 mm	GW4009	les 6
2000 ml	132 x h185 mm	GW4010	les 10
3000 ml	153 x h210 mm	GW4014	l'unité
5000 ml	170 x h270 mm	GW4011	l'unité
10000 ml	217 x h350 mm	GW4015	l'unité

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 ml	22 x h30 mm	VU1001	les 10
10 ml	26 x h35 mm	VU1002	les 10
25 ml	34 x h50 mm	VU1003	les 10
50 ml	42 x h60 mm	VU1004	les 10
100 ml	50 x h70 mm	VU1005	les 10
150 ml	60 x h80 mm	VU1006	les 10
250 ml	70 x h95 mm	VU1007	les 10
400 ml	80 x h110 mm	VU1008	les 10
600 ml	90 x h125 mm	VU1010	les 10
800 ml	100 x h135 mm	VU1011	les 10
1000 ml	105 x h145 mm	VU1012	les 10
2000 ml	130 x h185 mm	VU1013	les 10
3000 ml	150 x h210 mm	VU1014	les 4
5000 ml	170 x h270 mm	VU1015	l'unité
10000 ml	217 x h350 mm	VU1016	l'unité

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 ml	22 x h30 mm	GW4072	les 10
10 ml	26 x h35 mm	GW4073	les 10
25 ml	34 x h50 mm	GW4061	les 10
50 ml	42 x h60 mm	GW4062	les 10
100 ml	50 x h70 mm	GW4063	les 10
150 ml	60 x h80 mm	GW4064	les 10
250 ml	70 x h95 mm	GW4065	les 10
400 ml	80 x h110 mm	GW4066	les 10
600 ml	90 x h125 mm	GW4067	les 10
800 ml	100 x h135 mm	GW4068	les 10
1000 ml	105 x h145 mm	GW4069	les 10
2000 ml	132 x h185 mm	GW4070	les 10
3000 ml	152 x h210 mm	GW4074	les 4
5000 ml	170 x h270 mm	GW4071	l'unité
10000 ml	170 x h350 mm	GW4075	l'unité

Béchers forme basse en verre borosilicaté



- conformes à la norme DIN 12331, ISO 3819
- en verre borosilicaté
- avec bec verseur
- graduations blanches

capacité	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
5 ml	22 mm	30 mm	MR4810	les 10
10 ml	26 mm	35 mm	MR4811	les 10
25 ml	34 mm	50 mm	MR4812	les 10
50 ml	42 mm	60 mm	MR4813	les 10
100 ml	50 mm	70 mm	MR4814	les 10
150 ml	60 mm	80 mm	MR4815	les 10
250 ml	70 mm	95 mm	MR4816	les 10
400 ml	80 mm	110 mm	MR4817	les 10
600 ml	90 mm	125 mm	MR4818	les 10
800 ml	100 mm	135 mm	MR4819	les 10
1000 ml	105 mm	145 mm	MR4820	les 10
2000 ml	130 mm	185 mm	MR4821	les 4
3000 ml	150 mm	210 mm	MR4822	les 4

Béchers à parois épaisses forme basse



- en verre borosilicaté 3.3
- bec verseur
- résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité
- graduations émaillées blanches

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
150 ml	Ø 60 x 80 mm	WG1660	les 10
250 ml	Ø 70 x 95 mm	WG1661	les 10
400 ml	Ø 80 x 110 mm	WG1662	les 10
600 ml	Ø 90 x 125 mm	WG1663	les 10
1 litre	Ø 105 x 145 mm	WG1664	les 10
2 litres	Ø 132 x 185 mm	WG1665	les 10
5 litres	Ø 170 x 270 mm	WG1666	l'unité