

Ampoules pour prélèvement de gaz

VERRE
borosilicaté 3.3



1

volume	connexion centrale	référence	Prix HT
Ampoules SANS connexion centrale			
150 ml	-	EZ6580	
350 ml	-	EZ6584	
350 ml	-	EZ6581	
500 ml	-	EZ6582	
1000 ml	-	EZ6583	
Ampoules AVEC connexion centrale 1			
150 ml	GL14	EZ6585	
350 ml	GL14	EZ6586	
500 ml	GL14	EZ6587	
1000 ml	GL14	EZ6588	

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- conformes à la norme DIN 12473-1
- deux robinets unidirectionnels NS 14 avec dispositif de retenue
- 2 raccords :
1 raccords capillaire, Ø. int./ext. 2,7/8 mm
1 raccord olive Ø. ext. 9 mm
- zone de marquage
- modèles avec connexion fileté GL14 en partie centrale, avec capuchon à septum

Compteur de bulles

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour contrôler le débit de gaz dans un appareils à distiller
- hauteur : 100 mm

hauteur	référence	Prix HT
100 mm	EZ6600	

Détermination du point de fusion selon Thiele

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- avec ou sans tubes latéraux

Tubes latéraux	référence	Prix HT
-	EZ6605	
2 tubes latéraux	EZ6606	