

Éprouvettes graduées **classe B**
en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

 **Classe B**

 graduations
moulées

- en polypropylène
- avec bec verseur
- base hexagonale
- graduations moulées



capacité	graduations	pieds	hauteur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				graduations bleues		graduations transparentes	
50 ml	1 ml	55 mm	200 mm	UB6170		UB6180	
100 ml	1 ml	65 mm	250 mm	UB6171		UB6181	
250 ml	2 ml	75 mm	315 mm	UB6172		UB6182	
500 ml	5 ml	95 mm	360 mm	UB6173		UB6183	
1000 ml	10 ml	125 mm	440 mm	UB6174		UB6184	
2000 ml	20 ml	160 mm	482 mm	UB6175		UB6185	

Éprouvettes graduées **classe B**
en styrène-acrylonitrile

 **Classe B**

 graduations
moulées



- en SAN transparent
- température de -40 à +70°C
- avec bec verseur
- base hexagonale
- graduations moulées




capacité	graduations	pieds	hauteur	référence	Prix HT
100 ml	1 ml	Ø 65 mm	260 mm	UB6160	
500 ml	5 ml	Ø 95 mm	350 mm	UB6161	
1000 ml	10 ml	Ø 125 mm	415 mm	UB6162	

Éprouvettes graduées forme haute **classe B**
en PMP

 **BRAND**

 graduations
imprimées bleues

- en PMP polyméthylpentène transparent
- graduation imprimée bleue
- classe B
- base hexagonale



capacité	grad.	hauteur	référence	Prix HT
100 ml	1 ml	250 mm	BD6380	les 10
500 ml	5 ml	360 mm	BD6381	les 5
1000 ml	10 ml	440 mm	BD6382	les 5
2000 ml	20 ml	535 mm	BD6383	l'unité