

Éprouvettes graduées **classe A**
en verre borosilicaté 3.3

HIRSCHMANN®

VERRE DURAN
borosilicaté 3.3


Classe A

graduations
imprimées bleues

graduations
imprimées ambrées

- avec bec verseur
- certificat de qualité supérieure gravé d'un logo "H" certifié conforme avec numéro de lot et année de production

référence	Prix HT
HL2000	Certificat d'étalonnage individuel



capacité	grad.	tolérance	hauteur	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				graduations ambrées		graduations bleues		graduations bleues + certificat de conformité	
5 ml	0,1 ml	±0,05	115 mm	HL4154		HL4254		HL4254CE	
10 ml	0,2 ml	±0,10	140 mm	HL4160		HL4260		-	
25 ml	0,5 ml	±0,25	170 mm	HL4170		HL4270		HL4270CE	
50 ml	1,0 ml	±0,50	200 mm	HL4175		HL4275		HL4275CE	
100 ml	1,0 ml	±0,50	260 mm	HL4180		HL4280		HL4280CE	
250 ml	2,0 ml	±1,00	335 mm	HL4186		HL4286		HL4286CE	
500 ml	5,0 ml	±2,50	390 mm	HL4190		HL4290		HL4290CE	
1000 ml	10,0 ml	±5,00	470 mm	HL4193		HL4293		HL4293CE	
2000 ml	20,0 ml	±10,00	500 mm	HL4194		HL4294		HL4294CE	