

Tube de séchage coudé, 14/10

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- raccords filetés 14/10 en plastique

rodage mâle	référence	Prix HT
14/10	SW1000	l'unité

Tubes de jonction rodage mâle

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- longueur de tige 100 mm

rodage mâle	épaisseur paroi	diamètre ext tube	référence	Prix HT
13/5	1,5 mm	8 mm	SW1010	les 10
29/15	2,5 mm	19 mm	SW1011	les 10
32/20	2,5 mm	24 mm	SW1012	l'unité

Tube d'arrivée d'air/vapeur coudé 90°

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- raccord de tuyau à filetage en polypropylène (PP)

rodage mâle	longueur de la tige	référence	Prix HT
24/29	150 mm	SW1020	l'unité

Tête de distillation filetée 14/10

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- bouchons à vis en plastique

rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
14/10	14/10	SW1025	