

TUBES RACCORDS

Tubes raccords rodage mâle

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- conformes à la norme ISO 383
- longueur sans le rodage : 100 mm
- sans marquage céramique : évite le problème de carbonisation des inscriptions à température élevée

rodage mâle	Ø. int. / ext.	ép. parois	référence	Prix HT
7/16	2,5 / 6,0mm	1,5mm	GW5810 les 10	
10/19	5,0 / 9,0mm	1,0mm	GW5811 les 10	
14/23	8,5 / 14,0mm	1,5mm	GW5813 les 10	
19/26	12,0 / 18,0mm	1,8mm	GW5814 les 10	
24/29	16,5 / 23,0mm	1,8mm	GW5815 les 10	
29/32	21,0 / 28,0mm	2,0mm	GW5816 les 10	
34/35	26,0 / 33,5mm	2,0mm	GW5817 les 10	
40/38	31,0 / 38,8mm	2,0mm	GW5818 les 5	
45/40	35,2 / 43,0mm	2,3mm	GW5819 les 5	

Tubes raccords rodage femelle

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- conformes à la norme ISO 383
- longueur sans le rodage : 100 mm
- sans marquage céramique : évite le problème de carbonisation des inscriptions à température élevée

rodage mâle	Ø. int. / ext.	ép. parois	référence	Prix HT
10/19	8,0 / 14,0mm	1,5mm	GW5861 les 10	
14/23	12,0 / 18,4mm	1,8mm	GW5863 les 10	
19/26	16,0 / 23,0mm	2,0mm	GW5864 les 10	
24/29	21,0 / 28,5mm	2,0mm	GW5865 les 10	
29/32	26,0 / 33,5mm	2,0mm	GW5866 les 10	
34/35	31,0 / 41,0mm	2,0mm	GW5867 les 10	
40/38	36,0 / 46,0mm	2,3mm	GW5868 les 5	
45/40	41,0 / 53,0mm	2,5mm	GW5869 les 5	
60/46	55,0 / 71,5mm	3,2mm	GW5872 l'unité	

Tubes raccords avec tige rodage mâle

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- tube supérieur réduit
- longueur tige : 150 mm
- pour la réalisation de tubes d'arrivée de gaz, etc.

rodage mâle	Ø. int. / ext.	long. tube	ép. parois	référence	Prix HT
14/23	4,4 / 7,4mm	45mm	0,9mm	GW5850 l'unité	
19/26	6,2 / 10,4mm	60mm	1,3mm	GW5851 l'unité	
24/29	6,0 / 10,4mm	70mm	1,3mm	GW5852 l'unité	

Tubes raccords rodés avec prolongement

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- rodage mâle
- longueur sans le rodage : 90 mm
- sans marquage céramique : évite le problème de carbonisation des inscriptions à température élevée

rodage mâle	Ø. int. / ext.	ép. parois	référence	Prix HT
14/23	6,0 / 13,0mm	1,5mm	GW5842 les 10	
19/26	8,0 / 18,0mm	1,8mm	GW5843 les 10	
24/29	14,0 / 22,5mm	2,0mm	GW5844 les 10	
29/32	19,0 / 28,0mm	2,0mm	GW5845 les 10	
45/40	31,0 / 42,0mm	2,3mm	GW5848 les 10	