

# Imprimantes série A pour balances


## Imprimante d'étiquettes



- en plastique
- impression par aiguille
- indication de la date et de l'heure
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- étiquetage des lots en clair et fonction de totalisation
- livrée avec adaptateur secteur 230 V
- écran LCD

|                                   | Imprimante BPL statistiques |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| type papier                       | papier classique            |
| vitesse impression                | 1,7 lignes / sec            |
| nombre de caractères par ligne    | 40 caractères/ligne         |
| largeur papier                    | 57 mm                       |
| dimensions (lxpxh)                | 114,6 x 188,2 x h86,6 mm    |
| alimentation                      | 230 V                       |
| interface                         | RS232                       |
| Imprimantes pour balances         | BM5050                      |
| papier de rechange                |                             |
| rouleau de papier pour imprimante |                             |

## Câbles d'interface balance / imprimante



| type de balance                   | câble  |
|-----------------------------------|--------|
| BED, DE, FKB, PCB, TB6000, TB7000 | BM5002 |
| BLB                               | BM5005 |
| ABJ, ABS, ABT                     | BM5007 |
| PFB                               | BM5009 |