

Flacons fermeture à vis  
en verre borosilicaté 3.3



- épaisseur de paroi : 1 mm
- capuchon polypropylène autoclavable avec joint interne
- flacons et capuchons vendus séparément

| capacité | dim. (Ø x h)  | filetage | référence                     | Prix HT | référence                       | Prix HT |
|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|          |               |          | flacons en verre borosilicaté |         | capuchons PP avec joint interne |         |
| 4 ml     | Ø 15 x h45 mm | GL13     | AF90204                       | les 100 | AF91170                         | les 100 |
| 5 ml     | Ø 18 x h50 mm | GL15     | AF90205                       | les 250 | AF91180                         | les 250 |
| 10 ml    | Ø 22 x h48 mm | GL18     | AF90211                       | les 100 | AF92200                         | les 100 |
| 12 ml    | Ø 19 x h65 mm | GL18     | AF90212                       | les 100 | AF92200                         | les 100 |
| 24 ml    | Ø 28 x h70 mm | GL22     | AF90225                       | les 100 | AF92800                         | les 100 |

Fioles fermeture à vis  
en verre borosilicaté 5.1



- capuchon polypropylène noir avec joint interne
- autoclavables

| capacité | Ø x h (mm) | capuchon | référence | Prix HT |
|----------|------------|----------|-----------|---------|
| 4 ml     | 15 x h45   | 13/425   | GW9602    | les 100 |
| 10 ml    | 22 x h48   | 18/400   | GW9604    | les 100 |
| 12 ml    | 19 x h65   | 18/400   | GW9605    | les 100 |
| 15 ml    | 28 x h57   | 22/400   | GW9606    | les 100 |
| 24 ml    | 28 x h70   | 22/400   | GW9607    | les 100 |
| 35 ml    | 28 x h87   | 22/400   | GW9608    | les 100 |
| 40 ml    | 28 x h102  | 22/400   | GW9609    | les 128 |