


Flacons clairs en boîte, avec capuchons

WHEATON®

VERRE
borosilicaté 3.3

- flacons pré-rangés dans une boîte en polystyrène à croisillons, mousse au fond et carte de repérage alpha-numérique
- capuchon vissant en phénoplaste noir, haut plein ou ouvert
- flacons et capuchons autoclavables



capacité	dim. (Ø x h)	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons avec capuchon à joint PTFE / silicone, haut ouvert		flacons avec capuchon à joint PTFE / caoutchouc, haut plein	
2 ml	Ø 12 x h38 mm	8/425	-		WT2881	les 60
4 ml	Ø 15 x h48 mm	13/425	WT2883	les 40	WT2884	les 40

Flacons ambrés en boîte, avec capuchons

WHEATON®

VERRE
borosilicaté 3.3

- flacons pré-rangés dans une boîte en polystyrène à croisillons, mousse au fond et carte de repérage alpha-numérique
- capuchon vissant en phénoplaste noir, haut plein ou ouvert
- flacons et capuchons autoclavables



capacité	dim. (Ø x h)	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons avec capuchon à joint PTFE / silicone, haut ouvert		flacons avec capuchon à joint PTFE / caoutchouc, haut plein	
2 ml	Ø 12 x h38 mm	8/425	-		WT2891	les 60
4 ml	Ø 15 x h48 mm	13/425	WT2893	les 40	WT2894	les 40

Portoirs pour flacons



- en polypropylène
- autoclavables
- indexation alphanumérique indiquée sur le portoir
- portoirs résistants et empilables, même avec les flacons en place
- ouverture au fond de chaque puits

capacité	pour tubes	dimensions	référence	Prix HT
50 flacons	Ø 12,5 mm	190 x 100 x h22 mm	WT3032 1	les 5
50 flacons	Ø 28,1 mm	330 x 170 x h30 mm	WT3033	les 5
36 flacons	Ø 23,1 mm	322 x 91 x h28 mm	WT3036	les 5

Flacons à lyophilisation clairs ou ambrés

WHEATON®

VERRE
borosilicaté 3.3

- flacons en verre à parois épaisses
- col à vis



capacité	dim.(Øxh)	capuchon	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			flacons clairs		flacons ambrés	
5 ml	Ø 22 x h38 mm	20/400	WT3020	les 480	-	
10 ml	Ø 22 x h55 mm	20/400	WT3021	les 480	WT3026	les 480