

Distributeurs automatiques électroniques dTrite-Pro

- ▶ données traçables
- ▶ le processus de titrage est piloté et contrôlé électroniquement
- ▶ s'applique à tous les types de titrages : acido-basique (neutralisation), oxydoréduction, précipitation et complexométrie

- conformes à la norme ISO 8655
- écran tactile
- possibilité de réaliser des titrages à distance
- rotation de 0 à 90° de la vanne intégrée
- 3 modes de distribution de liquide : goutte à goutte, volume fixe, distribution manuelle
- 2 modes d'aspiration : aspiration manuelle et à volume fixe
- type de contrôle : commande à distance, incluant agitation et programmes de titrage
- facilité d'utilisation, avec des capacités de 25 mL et 50 mL, permettant des volumes de 10 µL à 50,00 mL avec une résolution allant jusqu'à deux décimales
- vitesse d'agitation 5 niveaux : 900 tr/min, 1500 tr/min, 1700 tr/min, 1800 tr/min et 2000 tr/min
- température admissible de +10°C à +30°C
- livré avec fenêtres transparentes et ambrées



volume	10 ml	25 ml	50 ml
plage de volume	0,01 ml à 10,0 ml	0,02 ml à 25,0 ml	0,02 ml à 50,0 ml
volume par aspiration	maximum	10 ml	50 ml
	minimum	10 µl	20 µl
plage de vitesse d'aspiration et de distribution	10 niveaux, 0,5 ml/s à 5 ml/s	10 niveaux, 0,5 ml/s à 5 ml/s	10 niveaux, 1 ml/s à 10 ml/s
alimentation	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
mémoire	1000 enregistrements	1000 enregistrements	1000 enregistrements
Distributeurs de liquides	DG0040	DG0041	DG0042
Distributeurs de liquides avec wi-fi et bluetooth	DG0045	DG0046	DG0047
Accessoires			
support pour flacon	1 DG0140	DG0140	DG0140
base de support de remplissage	2 DG0141	DG0141	DG0141
entonnoir de remplissage de liquide	3 DG0142	DG0142	DG0142
support de remplissage de liquide	4 DG0143	DG0143	DG0143
entonnoir de remplissage	5 DG0144	DG0144	DG0144
pH-mètre	6 DG0145	DG0145	DG0145
imprimante Bluetooth (thermique)	7 DG0146	DG0146	DG0146
capteur de couleur	DG0147	DG0147	DG0147
support universel pour électrode	9 DG0148	DG0148	DG0148
Adaptateurs			
adaptateur GL32, 45/32 mm	SJ7001	SJ7001	SJ7001
adaptateur GL38, 45/38 mm	SJ7002	SJ7002	SJ7002
adaptateur GL25, 32/25 mm	SJ7003	SJ7003	SJ7003
adaptateur GL28, 32/28 mm	SJ7004	SJ7004	SJ7004
adaptateur GL45, 45 mm	SJ7008	SJ7008	SJ7008