

Distributeurs sur flacon pour acide fluorhydrique DispensMate-HF

- ▶ **excellente résistance à la corrosion**
- ▶ **distributeur adaptable sur flacon pour acide fluorhydrique**

- piston, cylindre du piston et bille de valve fabriqués en céramique
- tubes d'aspiration et de refoulement en FEP
- plage de distribution : 1 à 10 ml, conforme aux normes ISO 8655
- valve de sortie anti-fuites
- facile à démonter, nettoyer et entretenir régulièrement
- compatible avec 6 filetages : S40, GL32, GL38, GL25 et GL28



	plage de volume	pas de réglage	référence	Prix HT
DispensMate-HF 1-10 ml	1 - 10 ml	0,2 ml	DG0200	