

AS1035


Peigne magnétique 48 pointes pour AUTO-PURE 48



- peigne de pointes pour tiges magnétiques à 48 positions
- destiné à l'automate d'extraction et de purification d'acides nucléiques Auto-Pure 48
- en plastique incolore de haute qualité
- conçu pour recouvrir les tiges magnétiques de l'Auto-Pure 48
- lors des procédures de purification par billes magnétiques, il permet le transfert des particules magnétiques entre les différentes étapes de lyse, lavage et élution, tout en évitant le contact direct des tiges magnétiques avec les échantillons
- utilisé conjointement avec les plaques Deepwell 48 puits de l'Auto-Pure 48
- nombre de pointes : 48
- compatibilité : Auto-Pure 48
- conditionnement : les 100

AS1040

Films d'étanchéité aluminiums chauffants SEAL-300 pour SEALBIO-2



- film aluminium thermoscellable et perforable destiné au scellement thermique de plaques de laboratoire
- destiné à la fermeture thermique des microplaques et plaques de laboratoire
- après thermoscellage, le film peut être percé, ce qui permet d'accéder aux puits sans retirer entièrement l'opercule
- consommables du thermoscelleur semi-automatique SealBio-2
- conditionnement : les 10