

Porte-bouteilles Ø max. 74 mm

AZ1005



- 6 compartiments
- fabriqué en acier revêtu de polyamide
- conçu pour transporter en sécurité jusqu'à six flacons ou pissettes
- bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques.
- Ø maximal des flacons : 74 mm
- conditionnement : l'unité

Boîte hermétique en PE 210x100x90 mm

AZ1006



- boîte rectangulaire de stockage
- en polyéthylène haute densité (PE-HD / HDPE)
- avec couvercle en PE-LD (LDPE)
- légère, résistante aux chocs dans les conditions normales d'utilisation
- empilable
- couvercle hermétique ajusté protège le contenu de la contamination
- convient au contact alimentaire conformément à la réglementation européenne
- capacité : 1 500 ml
- dim. extérieures: 210 x 100 x 90 mm
- couleur : naturel
- graduation : 500 ml
- plage d'utilisation de -20 à +70°C
- conditionnement : l'unité

Boîte hermétique en PE 210x210x65 mm

AZ1007



- boîte rectangulaire de stockage
- en polyéthylène haute densité (PE-HD / HDPE)
- avec couvercle en PE-LD (LDPE)
- légère, résistante aux chocs dans les conditions normales d'utilisation
- empilable
- couvercle hermétique ajusté protège le contenu de la contamination
- convient au contact alimentaire conformément à la réglementation européenne
- capacité : 2 000 ml
- dim. extérieures: 210 x 210 x 65 mm
- couleur : naturel
- graduation : 500 ml
- plage d'utilisation de -20 à +70°C
- conditionnement : l'unité

Planche à découper PP 300x210x9

AZ1008



- en polypropylène (PP) robuste
- destinée notamment aux travaux de laboratoire et de dissection
- matériau non absorbant, facile à nettoyer
- bonne résistance générale aux produits chimiques
- incassable dans des conditions normales d'utilisation
- autoclavable à +121°C
- dim. : 300 x 210 x 9 mm
- conditionnement : l'unité