


Fiole erlenmeyer en TPX 125ml avec bouchon à vis

AZ1010



- en PMP transparent
- avec bouchon à vis en polypropylène
- bonne transparence
- bonne résistance chimique
- fiole et bouchon autoclavables à +121 °C
- capacité : 125 m
- bouchon : PP
- filetage GL45
- Ø 64 mm
- hauteur : 113 mm
- graduations : 12,5 ml
- conditionnement : l'unité

Fiole erlenmeyer en TPX 250ml avec bouchon à vis


AZ1011



- en PMP transparent
- avec bouchon à vis en polypropylène
- bonne transparence
- bonne résistance chimique
- fiole et bouchon autoclavables à +121 °C
- capacité : 250 m
- bouchon : PP
- filetage GL45
- Ø 85 mm
- hauteur : 144 mm
- graduations : 50 ml
- conditionnement : l'unité

Fiole erlenmeyer en TPX 500ml avec bouchon à vis

AZ1012



- en PMP transparent
- avec bouchon à vis en polypropylène
- bonne transparence
- bonne résistance chimique
- fiole et bouchon autoclavables à +121 °C
- capacité : 500 m
- bouchon : PP
- filetage GL45
- Ø 117 mm
- hauteur : 188 mm
- graduations : 100 ml
- conditionnement : l'unité

Fiole erlenmeyer en TPX 1000ml avec bouchon à vis

AZ1013



- en PMP transparent
- avec bouchon à vis en polypropylène
- bonne transparence
- bonne résistance chimique
- fiole et bouchon autoclavables à +121 °C
- capacité : 1000 m
- bouchon : PP
- filetage GL45
- Ø 133 mm
- hauteur : 225 mm
- graduations : 200 ml
- conditionnement : l'unité