

Fiole jaugée PP 1000ml avec bouchon, Classe B

AZ1014

- fiole jaugée en polypropylène translucide
- capacité 1 000 ml
- classe B selon la norme ISO 1042
- trait de jauge bien visible
- bouchon en polypropylène
- bouchon / col : 24/29
- Ø corps : 125 mm
- Ø base : 85 mm
- hauteur avec bouchon : 310 mm
- conditionnement : 1 pièce



Coupelle graduées 60 ml en vrac

AZ1015

- coupelle graduée basse
- en polypropylène de qualité médicale
- transparente
- destinée à l'échantillonnage, au stockage temporaire, à la micro-analyse et aux manipulations courantes de laboratoire
- graduations moulées directement dans la coupelle
- non stérile
- autoclavable à +121°C
- capacité : 60 ml
- Ø supérieur : 60 mm
- hauteur : 35 mm
- conditionnement : les 1000 pièces



Kit de 3 entonnoirs : FWC102 +FWC104+FWC106

AZ1016



- ensemble de 3 entonnoirs industriels en PEHD (HDPE),
- comprennent les références FWC102, FWC104 et FWC106.
- entonnoirs rigides
- bord supérieur droit limitant les risques de débordement
- résistants aux chocs dans des conditions normales d'utilisation
- adaptés au contact alimentaire selon les réglementations européennes et américaines
- FWC102 : Ø supérieur 80 mm, Ø tige 9 mm, hauteur 80 mm
- FWC104 : Ø supérieur 100 mm, Ø tige 11 mm, hauteur 102 mm
- FWC106 : Ø supérieur 120 mm, Ø tige 12 mm, hauteur 121 mm
- conditionnement : le kit

Poire à pipeter universelle rouge pour pipette Ø 35 à 10 mm

AZ1017

- en caoutchouc naturel
- pour pipettes jusqu'à 100 ml
- remplissage et distribution commandés par un système de valves à bille en verre assurant l'évacuation de l'air, l'aspiration et la délivrance du liquide
- buse d'insertion allongée, conçue pour améliorer la prise et le maintien de la pipette
- conditionnement : l'unité

