


Egouttoir

AZ1024



- égouttoir à fixation murale
- en acier revêtu d'époxy-polyamide
- conçu pour le séchage de verrerie et de matériel de laboratoire
- bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques
- nombre de positions : 32
- 8 tiges de 110 mm, 24 tiges de 80 mm
- tiges : Ø 4,5 mm
- dim. : 410 x 300 mm
- conditionnement : 1 pièce

Barreau aimanté PTFE lisse Ø6 x 20 mm

AZ1025



- barreau d'agitation magnétique cylindrique
- constitué d'un aimant en alliage puissant entièrement revêtu de PTFE blanc
- forme cylindrique à extrémités arrondies
- convient particulièrement aux récipients à fond plat
- très grande résistance chimique et une résistance thermique jusqu'à +260°C
- autoclavable
- longueur : 20 mm
- Ø 6 mm
- conditionnement : les 2 pièces

Barreau aimanté PTFE lisse Ø8 x 45 mm


AZ1026



- barreau d'agitation magnétique cylindrique
- constitué d'un aimant en alliage puissant entièrement revêtu de PTFE blanc
- forme cylindrique à extrémités arrondies
- convient particulièrement aux récipients à fond plat
- très grande résistance chimique et une résistance thermique jusqu'à +260°C
- autoclavable
- longueur : 45 mm
- Ø 8 mm
- conditionnement : les 2 pièces

Support blanc pour 6 boîtes de pétri Ø 90 mm

AZ1027



- support pour boîtes de Pétri
- fabriqué en acier revêtu d'époxy-polyamide blanc
- capacité jusqu'à 6 boîtes de Pétri Ø 90 mm
- bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques
- couleur : blanc
- conditionnement : l'unité