

Support rectangulaire pour 2 cônes de sédimentation Imhoff

AZ1028



- support double pour cônes de sédimentation Imhoff
- fabriqué en PMMA (acrylique transparent)
- capacité 2 cônes de sédimentation côte à côte
- la base comporte deux logements de positionnement qui stabilisent la pointe des cônes pendant la décantation
- conditionnement : l'unité

Cône de sédimentation Imhoff PS AC gradué 1 L

AZ1029



- cône de sédimentation Imhoff
- en SAN (styrène-acrylonitrile) transparent et incolore
- destiné à la détermination du volume de sédiments dans les eaux usées ou les effluents industriels
- graduations moulées de 2 à 1 000 ml
- bouchon à l'extrémité inférieure permettant de récupérer les matières décantées et de faciliter le nettoyage
- capacité : 1 000 ml
- conformité : DIN 12672
- bouchon de rechange inclus
- conditionnement : l'unité

Plaque à coloration PP blanc 115 x 95 mm


AZ1031



- plaque à godets / plaque de réaction
- en polypropylène blanc
- destinée aux essais ponctuels, réactions colorimétriques et manipulations de petits volumes
- couleur blanche : facilite l'observation des changements de couleur
- alternative incassable, dans des conditions normales d'utilisation, aux plaques en céramique
- nombre de cavités : 12
- capacité par cavité : environ 1 ml
- profondeur des cavités : 4 mm
- dim. : 115 x 95 mm
- autoclavable
- conditionnement : les 10 pièces

Panier égouttoir PP blanc 400x300x100 mm 10 litres

AZ1032



- panier bas rectangulaire
- en polypropylène (PP) blanc
- léger et robuste
- destiné à l'égouttage, au stockage général ou à l'utilisation comme panier d'autoclave
- forme légèrement conique : permet d'empiler les paniers lorsqu'ils ne sont pas utilisés, afin de réduire l'encombrement
- bonne résistance chimique
- autoclavable jusqu'à +121°C
- couleur : blanc
- capacité nominale : 10 litres
- longueur : 400 mm
- largeur : 300 mm
- hauteur : 100 mm
- conditionnement : 1 pièce