

Bouchon orange à bec pour pissettes col large, avec tube et système anti-goutte

AZ1033



- bouchon à vis avec bec verseur, destiné aux pissettes à col large
- avec technologie brevetée DripLok® de ventilation des vapeurs, conçue pour limiter les gouttes provoquées par la montée en pression des solvants
- bouchon et bec moulés en une seule pièce en polypropylène (PP) avec tube plongeur
- extrémité fine du bec pour contrôler précisément le jet
- couleur : orange
- conditionnement : les 5 pièces

Pissette ronde forme bouteille 1000ml en LDPE, bouchon blanc

AZ1034



- pissette de laboratoire en polyéthylène basse densité (PEBD/LDPE)
- forme élancée à épaules inclinées
- prise en main confortable
- col étroit
- bouchon verseur blanc avec bec coudé permettant de diriger précisément le jet
- capacité 1 000 ml
- hauteur : 240 mm
- Ø 80 mm
- conditionnement en vrac par 55 pièces

Pissette ronde forme bouteille 250ml en LDPE, bouchon blanc

AZ1035



- pissette de laboratoire en polyéthylène basse densité (PEBD/LDPE)
- forme élancée à épaules inclinées
- prise en main confortable
- col étroit
- bouchon verseur blanc avec bec coudé permettant de diriger précisément le jet
- capacité 250 ml
- conditionnement en vrac par 150 pièces

Pissette ronde forme bouteille 500ml en LDPE, bouchon blanc

AZ1036



- pissette de laboratoire en polyéthylène basse densité (PEBD/LDPE)
- forme élancée à épaules inclinées
- prise en main confortable
- col étroit
- bouchon verseur blanc avec bec coudé permettant de diriger précisément le jet
- capacité 500 ml
- conditionnement en vrac par 100 pièces

Pissette 500ml, anti-gouttes, à personnaliser avec bouchon orange, rouge,

AZ1037



- pissette de sécurité en LDPE
- capacité 500 ml
- col large
- pour la distribution de solvants et autres liquides de laboratoire
- équipée du système DripLok® à évacuation des vapeurs, destiné à limiter la surpression et les écoulements accidentels avec les solvants volatils
- modèle personnalisable (DIY) avec zone d'inscription vierge
- livrée avec des étiquettes de danger autocollantes et un assortiment de 5 bouchons colorés : orange, vert, jaune, rouge et bleu
- indications imprimées de façon indélébile en anglais, français et allemand
- Ø extérieur : 75 mm
- hauteur : 163 mm
- Ø intérieur du col : 34 mm
- Ø extérieur du col : 38 mm
- matière du bouchon : polypropylène
- le lot de 5 pissettes

Kit de 5 pissettes anti-goutte, 250 ml pour colorants Gram

AZ1038



- ensemble de 5 pissettes pour coloration de Gram
- en LDPE translucide
- capacité 250 ml
- pré-étiquetées pour les principales solutions utilisées lors de la coloration de Gram
- solution de violet de cristal
- solution iodée de Lugol
- solution d'iode de Gram
- solution de coloration/décoloration de Gram
- solution de safranine
- équipées du système breveté DripLok®, qui assure la ventilation des vapeurs afin de limiter les écoulements ou gouttes indésirables
- Ø : 60 mm
- hauteur : 140 mm
- Ø intérieur du col : 34 mm
- Ø extérieur du col : 38 mm
- bouchons : codés par couleur
- le lot de 5 pissettes

Pissette assortiment de 5 de 250 ml avec bouchon blanc, rouge, jaune, vert

AZ1039



- assortiment de 5 pissettes
- en LDPE translucide
- capacité 250 ml
- col large
- épaules carrées et large goulot facilitant le remplissage sans éclaboussures
- bouchons verseurs monoblocs en polypropylène, avec embout de précision permettant de contrôler finement le jet.
- assortiment de 5 pissettes avec bouchon de chaque couleur : blanc, rouge, jaune, vert et bleu
- Ø extérieur : 60 mm
- hauteur : 140 mm
- le lot de 5 pissettes

Fiole jaugée 500 ml, PMP TPX CLASSE A

AZ1041



- fiole jaugée AZLON classe A
- en PMP (TPX) transparent
- capacité 500 ml
- excellente transparence
- alternative légère au verre
- trait de jauge ajusté individuellement selon les tolérances de la classe A, conformément à l'ISO 1042
- bouchon en polypropylène
- numéro de lot avec certificat disponible
- tolérance :  $\pm 0,25$  ml
- hauteur avec bouchon : 270 mm
- col / bouchon : 19/26
- autoclavable
- conditionnement : 1 pièce