

Support adhésif b.safe pour capillaires et tuyaux 30 x 11 x 10 mm

Référence :
BW5620



- support destiné à maintenir et organiser les capillaires et tuyaux afin d'éviter leur enchevêtrement ou leur pliage
- face inférieure autocollante permettant de le fixer sur une surface de travail ou un équipement
- un support peut maintenir au maximum :
8 capillaires Ø extérieur 1,6 mm, ou
3 tuyaux Ø extérieur 3,2 mm, ou
1 tuyau Ø extérieur 5 mm
- dim. : 30 x 11 x 10 mm
- en plastique ABS
- conditionnement : le lot de 10 pièce

Cassette d'étiquettes b.safe 6 mm x 7 m, noir sur blanc

Référence :
BW5500



- cassette de ruban d'étiquetage compatible avec l'imprimante d'étiquettes b.safe
- ruban dimensionné notamment pour l'identification des bouchons b.safe Caps et Waste Caps
- largeur du ruban : 6 mm
- longueur : 7 m
- couleur d'impression : noir
- couleur du support : blanc
- type : cassette d'étiquettes D1
- compatibilité : imprimante d'étiquettes b.safe
- conditionnement : l'unité

Indicateur de niveau PE pour bidon G3/4" tube Ø23 x 86 mm

Référence :
BW7320



- Indicateur de niveau pour bidon, PE, raccord G3/4", tube plongeur Ø 23 x 86 mm
- permet de surveiller le niveau de remplissage d'un bidon ou d'un récipient de récupération afin d'éviter tout débordement
- lorsque le niveau de liquide augmente, une tige indicatrice rouge remonte progressivement
- lorsque cette tige remplit complètement le voyant transparent supérieur, le récipient est plein et doit être remplacé
- en PE (polyéthylène)
- montage : pour filetage femelle G3/4"
- tube plongeur : Ø23 x 86 mm
- conditionnement : l'unité

Indicateur de niveau PTFE/PFA pour bidon G3/4" tube Ø23 x 86 mm

Référence :
BW7340



- Indicateur de niveau pour bidon, PE, raccord G3/4", tube plongeur Ø 23 x 86 mm
- permet de surveiller le niveau de remplissage d'un bidon ou d'un récipient de récupération afin d'éviter tout débordement
- lorsque le niveau de liquide augmente, une tige indicatrice rouge remonte progressivement
- lorsque cette tige remplit complètement le voyant transparent supérieur, le récipient est plein et doit être remplacé
- en PTFE / PFA
- montage : pour filetage femelle G3/4"
- tube plongeur : Ø23 x 86 mm
- conditionnement : l'unité