

Seringues 2 ml stériles 3 pièces à embout Luer avec aiguille Ø 0,6 mm longueur 25 mm x 100

Référence :
VX2403



- seringues jetables en 3 parties, avec aiguille Ø 0,6 mm
- conforme aux normes EN ISO 13485:2016 | CE
- design ergonomique, écoulement fluide, cylindre très transparent, serré
- échelle de graduation noire étendue, facile à lire
- embout conçu pour une meilleure connexion, sans rayures pour une manipulation avec des gants
- fabriquées en polypropylène, polyéthylène et caoutchouc synthétique lubrifié.
- apyrogène, sans latex, sans DEHP, sans PVC, non toxiques
- stériles, emballés individuellement sous blister
- aucun volume d'espace mort pour 1ml
- embout Luer positionné de manière centrale
- les 100