

Armoire à pharmacie pleine ASEP PP 10 – 10 personnes

Référence :
SC2006

- armoire de premiers secours complète destinée aux entreprises, ateliers, bureaux, laboratoires et infirmeries
- armoire métallique blanche à 1 porte, livrée garnie de matériel de premiers secours
- armoire en métal laqué blanc
- 1 porte
- fermeture à clé
- dim. : 46 x 30 x 14 cm
- poids : 3,2 kg
- capacité indicative : 10 personnes
- conditionnement : 1 pièce

• composition :

- 1 couverture de survie
- 1 écran facial de bouche-à-bouche
- 10 compresses stériles 30 x 30 cm
- 4 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 4 bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 bandes de crêpe 4 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap 5 m
- 20 pansements adhésifs assortis
- 2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 10 cm
- 5 unidoses pour lavage oculaire
- 4 sachets de gel bactéricide
- 4 compresses alcoolisées
- 4 sachets anti-brûlures
- 4 compresses anti-coups
- 1 vaporisateur de chlorhexidine 50 ml
- 12 épingles de sûreté
- 1 paire de ciseaux Lister
- 1 pince à écharde
- 1 doigtier en cuir
- 2 paires de gants vinyle
- 1 écharpe triangulaire
- 1 guide de premiers secours en 6 langues.

