

## Clé de contrôle d'étalonnage à -18°C

Référence :  
AH7651



- permet de vérifier rapidement le bon fonctionnement et la précision du thermomètre
- connexion directe sur l'entrée de la sonde
- une fois branchée à la place de la sonde, la clé simule une température de référence de -18°C avec une tolérance de  $\pm 0,4^\circ\text{C}$
- si la valeur affichée par le thermomètre s'écarte de plus de  $0,4^\circ\text{C}$  de cette valeur nominale, l'appareil doit être recalibré
- destinée aux thermomètres à thermistance Hanna utilisant les sondes de la série HI765
- conditionnement : l'unité

## Solution ISA pour électrodes sélectives plomb/sulfates, 500 ml

Référence :  
AH4012

- solution d'ajustement de la force ionique (ISA) destinée aux mesures réalisées avec des électrodes sélectives d'ions plomb / sulfates
- permet de maintenir constante la force ionique des échantillons et des solutions étalons afin que l'électrode mesure la concentration ionique dans des conditions reproductibles
- utilisée notamment pour les mesures de plomb avec les électrodes ISE correspondantes
- permet de stabiliser la force ionique des étalons et des échantillons
- pour une mesure correcte, l'ISA doit être ajouté dans les mêmes proportions aux étalons et aux échantillons
- conditionnement : le flacon de 500 ml



## Solution tampon pH 10,01 bouteille FDA, 500 ml

Référence :  
AH8011



- solution tampon prête à l'emploi destinée à l'étalonnage et à la vérification des pH-mètres et électrodes pH, notamment pour les mesures réalisées dans des milieux alcalins
- valeur nominale est de pH 10,01 à  $25^\circ\text{C}$
- précision de  $\pm 0,01$  pH à  $25^\circ\text{C}$
- conditionnement : flacon de 500 mL
- flacon opaque conforme aux exigences FDA
- flacon hermétique avec scellé inviolable
- numéro de lot et date de péremption indiqués sur l'étiquette
- tableau de variation du pH en fonction de la température imprimé sur le flacon
- solution étalon traçable aux références NIST

## Solution tampon pH 12,000 haute résolution $\pm 0,002$ pH avec certificat, 500 ml

Référence :  
AH6014

- solution tampon de calibration pH 12,000
- destinée à l'étalonnage et à la vérification de pH-mètres de haute précision, notamment ceux offrant une résolution de 0,001 pH
- exactitude :  $\pm 0,002$  pH à  $25^\circ\text{C}$
- conditionnement : flacon de 500 mL
- solution prête à l'emploi
- certificat d'analyse inclus
- traçabilité aux matériaux de référence NIST
- numéro de lot et date de péremption indiqués sur le flacon
- tableau de correction du pH en fonction de la température imprimé sur l'étiquette
- flacon opaque limitant l'altération de la solution par la lumière
- solution sans colorant

