

Brûleur électrique hofmann nu (sans grille ni régulateur)

HH1001



- brûleur électrique de laboratoire destiné à remplacer un bec Bunsen sans nécessiter d'alimentation en gaz
- produit rapidement un jet d'air très chaud sans flamme, permettant le chauffage, le séchage, l'évaporation ou la stérilisation de matériel de laboratoire
- puissance : 590 W
- alimentation : 230 V
- température maximale : +900°C
- zone chauffée : Ø 38 mm
- dim. : Ø 125 x h 180 mm
- Poids : 800 g
- alimentation électrique à la place du gaz
- chauffage rapide, sans flamme
- fonctionnement propre et sans odeur
- régulation continue possible avec un régulateur de puissance optionnel
- accessoires à commander séparément
- conditionnement : l'unité

Grille statif pour brûleur électrique

HH1002



- support métallique destiné aux brûleurs électriques
- se positionne autour du brûleur et permet de supporter la verrerie ou les récipients à chauffer au-dessus de la zone chaude
- conditionnement : l'unité

Régulateur pour brûleur électrique

HH1003



- régulateur spécialement conçu pour le brûleur électrique HORO Dr. Hofmann
- permet de régler progressivement la puissance de chauffe du brûleur afin d'adapter l'intensité du flux d'air chaud aux différentes opérations de laboratoire
- régulation continue de la puissance : 0 à 100 %
- puissance nominale du régulateur : 1000 W
- fonction Soft Start, évitant les pointes de puissance à la mise sous tension
- conditionnement : l'unité