

Bouchons creux
en verre borosilicaté ambré
fond pointu




- en verre borosilicaté 3.3 ambré
- forme C
- conformes à la norme DIN 12252
- poignée hexagonale

rodage	référence	Prix HT
12/21	EZ7511	les 10
19/26	EZ7512	les 10
29/32	EZ7513	les 10

Burette de titrage sous vide
bande Schellbach

- lecture facilitée par bande de Schellbach
- conditionnement : l'unité



volume	référence	Prix HT
10 ml	EZ7521	l'unité
25 ml	EZ7522	l'unité
50 ml	EZ7523	l'unité

Piège à froid en verre borosilicate 3.3



- en verre DURAN® / borosilicate 3.3
- capacité de liquide de refroidissement : 1000 ml
- construction double paroi, limitant la consommation de réfrigérant
- remplissage direct avec le liquide réfrigérant
- vanne de fond / robinet à soupape avec dispositif de retenue pour l'évacuation des condensats
- suivant modèle avec ou sans évacuation des condensats
- raccord côté appareil : douille NS 29/32
- raccord côté pompe à vide : cône NS 29/32
- autoclavable
- conditionnement : 1 pièce

modèle	référence	Prix HT
Avec condensateur	EZ7531	l'unité
Sans condensateur	EZ7532	l'unité

Boîtier en verre pour vanne

Référence :
VX7541

- corps en verre pour vanne / logement de vanne
- en verre borosilicaté
- destiné au montage de verrerie de laboratoire
- pièce réutilisable
- autoclavable
- conditionnement : l'unité

