

## Colonne chromatographique avec plaque frittée P2

Référence :  
EZ7551

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- plaque frittée porosité P2
- plage de pores P2 : 40 à 100 µm
- dim. Ø 30 x 300 mm
- autoclavable : oui
- réutilisable
- conditionnement : 1 pièce



## Colonne chromatographique avec plaque frittée P1


Référence :  
EZ7552

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- plaque frittée porosité P1
- plage de pores P1 : 100 à 160 µm
- dim. Ø 10 x 200 mm
- autoclavable : oui
- réutilisable
- conditionnement : 1 pièce



## Colonne chromatographique en verre DURAN®

- colonne de chromatographie
- verre DURAN®
- autoclavable : oui
- réutilisable
- utilisation : montage de verrerie / chromatographie
- conditionnement : 1 pièce



| longueur | référence | Prix HT |
|----------|-----------|---------|
| 100 mm   | EZ7561    | l'unité |
| 200 mm   | EZ7562    | l'unité |
| 300 mm   | EZ7563    | l'unité |

## Boisseau de rechange en verre massif pour robinet latéral de burette, NS 12,5, passage 2,5 mm

Référence :  
EZ7575



- boisseau de rechange
- pour robinet latéral de burette
- rodage du robinet : NS 12,5
- passage / perçage : 2,5 mm
- boisseau percé et rodé
- en verre clair massif
- conditionnement : 1 pièce