

Robinet/raccord de transition PTFE avec olive en verre

Référence :
EZ7591



- pièce de transition en verre DURAN®
- équipée d'un robinet en PTFE et d'une olive de raccordement pour tuyau
- destinée au raccordement et à l'isolement d'un circuit de gaz ou de vide dans les montages de verrerie de laboratoire
- conditionnement : 1 pièce

Raccord de transition avec robinet PTFE et olive droite


Référence :
EZ7592



- raccord / pièce de transition
- cône NS 14/23
- robinet PTFE
- sortie : olive pour raccordement d'un tuyau
- sans écoulement.
- destiné au raccordement et à l'isolement de circuits de gaz ou de vide dans les montages de verrerie de laboratoire
- conditionnement : 1 pièce


Flacon de culture à 3 chicanes, 250 ml

Référence :
EZ7601



- en verre
- capacité 250 ml
- muni de 3 chicanes favorisant la turbulence et l'homogénéisation lors de l'agitation
- particulièrement adapté aux cultures microbiologiques et aux applications nécessitant une amélioration des échanges gazeux
- Ø 85 mm
- hauteur 140 mm
- Ø col 34 mm
- conditionnement : 1 pièce

Bouchon de recharge pour robinet conique



- en verre borosilicaté 3.3
- bouchon en verre creux

robinet rodage NS	référence	Prix HT
18,8	EZ7571	l'unité
21,5	EZ7572	l'unité