


Appareil Antonacopoulos

Référence :
EZ7580

- appareil complet, destiné à la détermination par distillation des substances volatiles entraînables à la vapeur
- ensemble en verre borosilicaté 3.3, composé notamment d'un ballon générateur de vapeur de 2 000 ml, d'un adaptateur, d'un pont de distillation et d'un réfrigérant à serpent
- appareil à rodages normalisés, adapté aux montages de verrerie de laboratoire
- rodage NS 70/50
- adaptateur NS 70/50 – NS 29/32
- pont de distillation à 2 cônes NS 29/32
- réfrigérant à serpent, NS 29/32, longueur 200 mm
- conditionnement : 1 pièce



Éléments de rechange pour appareil selon Antonacopoulos

Spirale réfrigérante de rechange



Référence :
EZ7581

- spirale de rechange pour appareil selon Antonacopoulos
- longueur de réfrigération : 200 mm
- raccord rodage femelle NS 29/32
- en verre borosilicaté 3.3
- poids : 0,500 kg
- conditionnement : 1 pièce

Ballon de rechange



Référence :
EZ7582

- ballon générateur de vapeur de rechange pour appareil selon Antonacopoulos
- en verre borosilicaté 3.3
- capacité 2 000 ml,
- large col à rodage NS 70/50
- constitue le ballon principal de l'appareil destiné à la détermination des substances volatiles entraînables à la vapeur
- conditionnement : 1 pièce

Pont de distillation de rechange



Référence :
EZ7583

- en verre borosilicaté 3.3
- destiné à l'appareil selon Antonacopoulos
- équipé de 2 cônes rodés NS 29/32
- sert à assurer la liaison entre les différents éléments du montage de distillat
- rodage principal : NS 29/32
- rodage latéral : NS 29/32
- autoclavable
- poids : 0,350 kg
- conditionnement : 1 pièce

Adaptateur rodé de rechange



Référence :
EZ7584

- en verre borosilicaté 3.3
- adaptateur pour appareil Antonacopoulos
- cône mâle NS 70/50
- douille femelle NS 29/32
- conditionnement : 1 pièce