

Tube à essai gradué en verre borosilicaté



- destiné aux manipulations courantes et aux montages de laboratoire
- en verre borosilicaté
- autoclavable
- conditionnement : 1 pièce

volume	graduations	référence	Prix HT
10 ml	0,2 ml	EZ7605	l'unité
25 ml	0,5 ml	EZ7605	l'unité

Tête de distributeur Kipp en verre borosilicaté

Référence :
EZ7610



- tête de distribution pour distributeur Kipp
- en verre borosilicaté
- destinée au dosage répétitif et contrôlé de réactifs liquides
- autoclavable
- pour montage de laboratoire
- conditionnement : 1 pièce

Ampoule à décanter sphérique 4 litres, en verre borosilicaté

Référence :
EZ7615



- 4 litres, en verre borosilicaté
- col rodé NS 24
- destinée aux opérations d'extraction liquide-liquide, de décantation et de séparation de phases
- conditionnement : 1 pièce

Entonnoir à décanter 25 ml robinet en PTFE

Référence :
EZ7620



- entonnoir à décanter
- en verre borosilicaté
- capacité 25 ml
- robinet en PTFE
- col rodé NS 19/26
- destiné aux opérations d'extraction liquide-liquide, de décantation et de séparation de phases en laboratoire
- autoclavable
- conditionnement : 1 pièce