

Capuchon femelle en verre DURAN® rodage normalisé NS 14/23

Référence :
EZ7621



- capuchon femelle en verre DURAN®
- rodage normalisé NS 14/23
- pour obturation et protection des raccords coniques mâles dans les montages de verrerie de laboratoire
- autoclavable
- conditionnement : les 6

Adaptateur en verre à rodage normalisé NS 45


Référence :
EZ7622



- adaptateur en verre
- rodage normalisé NS 45
- destiné aux montages de verrerie de laboratoire
- autoclavable
- conditionnement : l'unité

Appareil spécial de verrerie Faella – Arizona

Référence :
EZ7585



- appareil spécial de verrerie de laboratoire
- destiné aux montages de verrerie en chimie organique
- verrerie autoclavable
- conditionnement : 1 pièce