

Pastilles réactives Manganese LR 2

Référence :
LV1981

- utilisées pour la détermination photométrique du manganèse dans l'eau avec les appareils Lovibond
- méthode : Formaldoxime
- plage de mesure indiquée : 0,2 à 4 mg/L
- emballage : blisters individuels en feuille d'aluminium
- utilisation : kits de test, colorimètres et spectrophotomètres Lovibond
- la pastille Manganese LR 2 est utilisée dans la méthode manganèse avec le réactif Manganese LR 1
- conditionnement : la boîte de 100 pastilles



Étalon liquide de couleur RYBN

- étalon liquide de référence pour la mesure de couleur selon l'échelle Lovibond® RYBN
- destiné au contrôle et vérification des mesures de couleur
- LV 1982 : valeur 0,8 R / 2,0 Y / 0,1 N
- LV 1983 : valeur 1,4 R / 4,0 Y / 0,5 N
- LV 1984 : valeur 2,0 R / 7,0 Y / 0,5 N
- trajet optique associé : 5¼"
- applications courantes : huiles et graisses, produits chimiques, produits pharmaceutiques et sirops
- méthodes citées : AOCS Cc 13e, AOCS Cc 13j-97, ISO 15305, ISO 27608 et IP 17
- certification : fabrication sous système qualité ISO 900
- durée de conservation : 12 mois
- conditionnement : le flacon de 500 ml

