

Béchers avec bec verseur forme basse
en verre borosilicaté

Gamme
GW4016

- conformes à la norme DIN 12331, ISO 3819
- en verre borosilicaté
- avec bec verseur
- graduations blanches

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	32 x h48 mm	GW4016 les 10	
50 ml	39 x h55 mm	GW4017 les 10	
100 ml	55 x h71 mm	GW4018 les 10	
150 ml	55 x h81 mm	GW4019 les 10	
250 ml	69 x h95 mm	GW4020 les 10	
1000 ml	106 x h145 mm	GW4053 les 10	



Béchers avec bec verseur forme haute
en verre borosilicaté

Gamme
GW4032

- conformes à la norme DIN 12331, ISO 3819
- en verre borosilicaté
- avec bec verseur
- graduations blanches

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25 ml	30 x h55 mm	GW4032 les 10	
50 ml	38 x h66 mm	GW4033 les 10	
100 ml	47 x h80 mm	GW4034 les 10	
150 ml	53 x h96 mm	GW4035 les 10	
250 ml	61 x h117 mm	GW4036 les 10	
600 ml	82 x h143 mm	GW4037 les 10	
2000 ml	118 x h236 mm	GW4038 les 10	
3000 ml	135 x h280 mm	GW4039 l'unité	

