

Cuillère-spatule courbée en acier inox

Référence :
RF1005



- cuillère-spatule courbée
- en acier inox
- destinée à la manipulation, au prélèvement ou au transfert de poudres, granulés et autres produits solides
- longueur : 210 mm
- conditionnement : 1 pièce

Pincette droite à pointe fine avec guide

Référence :
RF1006



- pincette de précision droite à pointes fines, avec guide
- longueur de 200 mm
- en acier inoxydable Remanit 4301 antimagnétiques et inox 18/10
- conditionnement : les 5 pièces

Jeu de 3 bols inox 1, 2 et 3 litres

Référence :
RF1007



- jeu de trois bols / cuvettes de laboratoire
- en acier inox
- capacités 1 litre, 2 litres et 3 litres
- bols munis d'un rebord
 - 1 litre : Ø intérieur 155 mm x h 85 mm
 - 2 litres : Ø intérieur 190 mm x h 90 mm
 - 3 litres : Ø intérieur 215 mm x h 110 mm
- conditionnement : le jeu de 3 bols