

Solution Starna Green pour validation du trajet optique et de l'absorbance 1,5 ml

Référence :
CS8501



- solution de référence Starna Green présentant des bandes d'absorption dans l'UV-visible, notamment autour de 258, 416 et 630 nm
- solution prête à l'emploi
- destinée au contrôle/à la validation de la longueur du trajet optique et de l'absorbance des spectrophotomètres
- conditionnement : le flacon de 1,5 ml

Solution de référence DNA CON 10X pour validation du ratio ADN/ARN 260/280 nm – flacon 1,5 ml

Référence :
CS8502



- solution prête à l'emploi
- destinée au contrôle des mesures de pureté des acides nucléiques par le rapport d'absorbance 260/280 nm
- solution formulée pour reproduire les caractéristiques spectrales de l'ADN tout en offrant une meilleure stabilité
- concentration 10X.
- conditionnement : le flacon 1,5 ml