


Rack inox horizontal 5 x 3 pour 15 cryoboîtes h50 mm


Référence :
KT1501



- en acier inoxydable
- pour congélateurs verticaux
- destiné au rangement de cryoboîtes de 50 mm de hauteur
- ouverture latérale
- capacité 15 cryoboîtes
- disposition : 5 x 3
- dim. : 422 x 139 x h278 mm
- dim. max.des cryoboîtes : 137 x 137 mm
- poignée escamotable « Pop Up Handle »
- conditionnement : 1 rack.

Rack inox horizontal 5 x 4 pour 20 cryoboîtes h75 mm

Référence :
KT1502



- en acier inoxydable
- pour congélateurs verticaux
- destiné au rangement de cryoboîtes de 75 mm de hauteur
- ouverture latérale
- capacité 20 cryoboîtes
- disposition : 5 x 4
- dim. : 561 x 139 x h398 mm
- dim. max.des cryoboîtes : 137 x 137 mm
- poignée escamotable « Pop Up Handle »
- conditionnement : 1 rack.

Rack inox vertical avec tige de verrouillage pour 7 cryoboîtes h50 mm

Référence :
KT1503



- en acier inoxydable
- pour congélateurs-coffres
- destiné au rangement de cryoboîtes de 50 mm de hauteur
- tige de verrouillage
- capacité 7 cryoboîtes
- dim. : 140 x 140 x h389 mm
- dim. max.des cryoboîtes : 134 x 134 mm
- poignée escamotable « Pop Up Handle »
- conditionnement : 1 rack.

Rack inox vertical avec tige de verrouillage pour 9 cryoboîtes h50 mm

Référence :
KT1504



- en acier inoxydable
- pour congélateurs-coffres
- destiné au rangement de cryoboîtes de 50 mm de hauteur
- tige de verrouillage
- capacité 9 cryoboîtes
- dim. : 140 x 140 x h499 mm
- dim. max.des cryoboîtes : 134 x 134 mm
- poignée escamotable « Pop Up Handle »
- conditionnement : 1 rack.