

Rack deux tiroirs 560 x 278 x h325 mm pour congélateur vertical

Référence :
KT1505



- pour congélateur vertical
- particulièrement adapté aux échantillons de dimensions variables ou qui ne sont pas stockés dans des cryoboîtes
- en acier inoxydable
- dim. 560 x 278 x h325 mm
- tiroirs équipés d'un couvercle
- poignée frontale
- conditionnement : 1 pièce.

Portoir Origami PP

Gamme
KT1506



- portoir en polypropylène
- pliable/démontable
- réglable en hauteur
- dim. : 240 x 120 x h140 mm
- livré à plat afin de réduire l'encombrement lors du transport et du stockage
- grille alphanumérique imprimée pour faciliter le repérage des échantillons
- plage de température : -45 à +60°C
- conditionnement : 5 portoirs
- KT1506 : 45 emplacements (9 x 5) pour tubes de Ø 12,5 mm
- KT1507 : 28 emplacements (7 x 4) pour tubes de Ø 18 mm
- KT1508 : 15 emplacements (5 x 3) pour tubes de Ø 30 mm

Cryoboîte 50 mm en carton blanc avec séparateur 9 x 9

Référence :
KT1511



- cryoboîte en carton avec revêtement PP hydrofuge
- destinée au stockage organisé de tubes et cryotubes en congélateur de laboratoire
- livrée avec un séparateur intérieur amovible 9 x 9, soit 81 emplacements
- dim. : 133 x 133 x 52 mm
- couleur : blanc
- conditionnement : les 36 cryoboîtes

Cryoboîte 75 mm en carton blanc avec séparateur 9 x 9

Référence :
KT1512



- cryoboîte en carton avec revêtement PP hydrofuge
- destinée au stockage organisé de tubes et cryotubes en congélateur de laboratoire
- livrée avec un séparateur intérieur amovible 9 x 9, soit 81 emplacements
- dim. : 133 x 133 x 75 mm
- couleur : blanc
- conditionnement : les 36 cryoboîtes