

Tripod acier inoxydable Ø 100 mm

UB5141



- trépied de laboratoire Usbeck
- en acier inoxydable
- destiné notamment aux montages de chauffage en laboratoire
- peut recevoir les accessoires usuels tels que toile métallique ou triangle de chauffage
- Ø 100 mm
- hauteur 180 mm
- poids 290 g
- l'unité

Tripod acier inoxydable Ø 120 mm

UB5142



- trépied de laboratoire Usbeck
- en acier inoxydable
- destiné notamment aux montages de chauffage en laboratoire
- peut recevoir les accessoires usuels tels que toile métallique ou triangle de chauffage
- Ø 120 mm
- hauteur 210 mm
- poids 340 g
- l'unité

Tripod acier inoxydable Ø 140 mm

UB5143



- trépied de laboratoire Usbeck
- en acier inoxydable
- destiné notamment aux montages de chauffage en laboratoire
- peut recevoir les accessoires usuels tels que toile métallique ou triangle de chauffage
- Ø 140 mm
- hauteur 220 mm
- poids 340 g
- l'unité

Marqueur diamant avec manche/bois

UB5240



- stylo à pointe diamant destiné au marquage du verre
- manche en bois
- permet de réaliser un marquage directement sur les surfaces en verre
- longueur totale 140 mm
- poids : 15 g
- l'unité

Couteau coupe-verre widia avec manche plastique


UB5210



- couteau coupe-verre
- utilisé notamment pour les tubes et plaques de verre
- manche en plastique
- lame interchangeable en métal dur
- longueur totale : 185 mm
- dim. de la lame 40 x 20 mm
- poids : 116 g
- l'unité

Lame de rechange pour couteau coupe-verre

UB5211



- lame de rechange pour couteau coupe-verre
- dim. : 40 x 20 mm
- matière : métal dur (carbure / Hartmetall K10)
- poids : 22 g
- l'unité

