

Distributeur sur flacon simplex ii 0,2 - 2,0 ml

Référence :

VT1012

- distributeur sur flacon VITLAB® simplex²
- volume réglable de 0,2 à 2,0 ml
- subdivisions 0,05 ml
- exactitude $\leq \pm 0,5 \%$ / $\pm 10 \mu\text{l}$
- coefficient de variation $\leq 0,1 \%$ / $2 \mu\text{l}$
- filetage principal GL 45
- adaptateurs GL 25, GL 28, GL 32, GL 38 et S 40
- pour le dosage précis de nombreuses solutions organiques et inorganiques
- excellente résistance chimique aux acides, bases et solvants grâce aux matériaux utilisés sur le circuit liquide : verre borosilicaté, céramique Al_2O_3 , FEP, ETFE, PFA, PTFE, platine-iridium et PP
- réglage rapide du volume par mécanisme à vis
- le piston à déplacement positif avec lèvre d'étanchéité en PFA limite la formation de dépôts cristallins sur la paroi du cylindre
- la soupape de distribution est équipée d'un dispositif de sécurité empêchant l'écoulement du liquide lorsque la canule n'est pas installée
- le tube d'aspiration télescopique, 125 à 240 mm, permet l'adaptation à différentes hauteurs de flacons
- entièrement autoclavable à $+121^\circ\text{C}$ / 2 bar selon DIN EN 285.

