

Flacon laveur 250 ml en PFA

Référence : VT1013

- flacon laveur de gaz en PFA, 250 ml
- destiné au lavage, à l'absorption ou au barbotage de gaz dans un liquide
- le bouchon est équipé d'un filetage S40 et d'un fritté en PTFE vissable
- fritté avec porosité d'environ 3 μm , permettant une dispersion fine du gaz dans le liquide
- produit prévu pour une utilisation sans pression
- Diamètre du flacon : 61 mm
- Hauteur 160 mm
- raccord tuyau $\varnothing$ int./ext. 4 / 6 mm
- autoclavable à +121°C / 2 bar
- utilisation hors pression uniquement
- conditionnement 1 pièce

