

Tube d'aspiration télescopique pour dispenser simplex ii 0,2 - 2,0 ml

Référence :
VT1014

- tube d'aspiration (tube de remplissage) télescopique pour distributeurs sur flacon VITLAB® genius et simplex
- permet l'utilisation de bouteilles de différentes hauteurs en adaptant automatiquement la longueur du tube plongeur
- matériaux : FEP, ETFE, PTFE
- excellente compatibilité chimique
- longueur réglable de 200 à 350 mm
- conditionnement : 1 pièce

