

Pointes LMR®

- autoclavables à +121°C 20 minutes
- certifiées sans DNase ni RNase
- sans ADN humain ni inhibiteur de PCR
- apyrogènes et exempts de métaux



Boîte de pointes en vrac



Rack unitaire

10 µl**pointes standard**

pointes 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA1002	/ 1000
sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1004	/ 960
	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1005	/ 960

pointes XL 0,1 à 10 µl

longueur 45,8 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA1066	/ 1000
sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1061	/ 960
	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1067	/ 960

pointes très faible rétention (ULR)

pointes ULR 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA1012	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1014	/ 960

pointes ULR XL 0,1 à 10 µl

longueur 45,8 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA1016	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1017	/ 960

pointes à filtre

pointes à filtre 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA1022	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1024	/ 960

pointes à filtre très faible rétention (ULR)

pointes à filtre ULR 0,1 à 10 µl

longueur 31,2 mm



sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1041	/ 960
-----------------	----------------	----------------------------	----------------	-------

pointes à filtre ULR XL 0,1 à 10 µl


longueur 31,2 mm




sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1018	/ 960
-----------------	----------------	----------------------------	----------------	-------

20 µl


pointes standard

	pointes 0,5 à 20 µl	longueur 45,7 mm		
vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA2002	/ 1000
sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2004	/ 960
	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2005	/ 960


pointes très faible rétention (ULR)

	pointes ULR 0,5 à 20 µl	longueur 45,7 mm		
vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA2012	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2014	/ 960

pointes à filtre


	pointes à filtre 0,5 à 20 µl	longueur 45,7 mm		
vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA1032	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA1034	/ 960


pointes à filtre très faible rétention (ULR)

	pointes à filtre ULR 0,5 à 20 µl	longueur 45,7 mm		
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA2041	/ 960


30 µl / 50 µl


pointes à filtre

	pointes à filtre 1 à 30 µl	longueur 50,8 mm		
vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA3002	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA3004	/ 960

	pointes à filtre 1 à 50 µl	longueur 50,8 mm		
vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA4002	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA4004	/ 960

pointes à filtre très faible rétention (ULR)

	pointes à filtre ULR 1 à 30 µl	longueur 50,8 mm		
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA3011	/ 960

	pointes à filtre ULR 1 à 50 µl	longueur 50,8 mm		
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA4011	/ 960

100 μ l

pointes à filtre


	pointes à filtre 1 à 100 μ l	longueur 53,4 mm
vrac	non stérile	les 1000 pointes
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes
		NXA5002 / 1000
		NXA5004 / 960


pointes à filtre très faible rétention (ULR)

	pointes à filtre ULR 1 à 100 μ l	longueur 50,8 mm
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes
		NXA5011 / 960


200 μ l

pointes standard

	pointes 1 à 200 μ l	longueur 53,4 mm
vrac	non stérile	biseautées les 1000 pointes
	non stérile	les 1000 pointes
sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes
	stérile	les 10 racks de 96 pointes
		NXA6011 / 1000
		NXA6012 / 1000
		NXA6014 / 960
		NXA6015 / 960

	pointes jaunes 1 à 200 μ l	longueur 53,4 mm
vrac	non stérile	biseautées les 1000 pointes
	non stérile	les 1000 pointes
sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes
	stérile	les 10 racks de 96 pointes
		NXA6021 / 1000
		NXA6022 / 1000
		NXA6023 / 960
		NXA6024 / 960


pointes très faible rétention (ULR)

	pointes ULR 1 à 200 μ l	longueur 53,4 mm
vrac	non stérile	les 1000 pointes
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes
		NXA6032 / 1000
		NXA6034 / 960


pointes à filtre

	pointes à filtre 1 à 200 μ l	longueur 50,8 mm
vrac	non stérile	les 1000 pointes
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes
		NXA6042 / 1000
		NXA6044 / 960

pointes à filtre très faible rétention (ULR)

	pointes à filtre ULR 1 à 200 μ l	longueur 50,8 mm
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes
		NXA6051 / 960

pointes Gelloader

	pointes Gelloader 1 à 200 μ l	longueur 68,5 mm
vrac	non stérile	les 1000 pointes
		NXA6065 / 1000

sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA6063	/ 960
	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA6064	/ 960

300 µl

pointes standard

pointes 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA8002	/ 1000
sur rack	non stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA8004	/ 960
	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA8005	/ 960

pointes à filtre 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA7002	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA7004	/ 960

pointes très faible rétention (ULR)

pointes ULR 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA7005	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA7006	/ 960

pointes ULR à filtre 5 à 300 µl

longueur 59,35 mm



sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA7007	/ 960
----------	---------	----------------------------	---------	-------

1 000 µl

pointes standard

pointes longues 100 à 1000 µl

longueur 84,30 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9002	/ 1000
sur rack	non stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9004	/ 768
	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9005	/ 768

pointes longues bleues 100 à 1000 µl

longueur 84,3 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9012	/ 1000
sur rack	non stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9013	/ 768
	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9014	/ 768

pointes courtes bleues 100 à 1000 µl

longueur 70,1 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9021	/ 1000
sur rack	non stérile	les 10 racks de 60 pointes	NXA9024	/ 600
	stérile	les 10 racks de 60 pointes	NXA9025	/ 600

pointes à très faible rétention (ULR)

pointes longues ULR 100 à 1000 µl

longueur 86 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9032	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 96 pointes	NXA9034	/ 768

pointes à filtre

pointes longues à filtre 100 à 1000 µl

longueur 84,3 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9042	/ 1000
sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9044	/ 768

pointes courtes à filtre bleues 100 à 1000 µl

longueur 70,1 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9052	/ 1000
sur rack	stérile	les 10 racks de 60 pointes	NXA9054	/ 600

pointes à filtre très faible rétention (ULR)

pointes longues à filtre ULR 100 à 1000 µl

longueur 84,3 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9061	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

1 250 µl**pointes standard**

pointes 100 à 1250 µl

longueur 97,6 mm



vrac	non stérile	les 1000 pointes	NXA9063	/ 1000
sur rack	non stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9064	/ 768
	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9065	/ 768

pointes à filtre

pointes à filtre 100 à 1250 µl

longueur 97,6 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9066	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

pointes très faible rétention (ULR)

pointes 100 à 1250 µl

longueur 97,60 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9067	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

pointes à filtre très faible rétention (ULR)

pointes à filtre 100 à 1250 µl

longueur 97,60 mm



sur rack	stérile	les 8 racks de 96 pointes	NXA9068	/ 768
----------	---------	---------------------------	---------	-------

5 000 µl / 5 500 µl

pointes 100 à 5000 µl (compatibles CAPP®, GILSON®)


longueur 124 mm



vrac	non stérile	les 250 pointes	NXA9301	/ 250
	stérile	les 250 pointes	NXA9302	/ 500

pointes bleues 100 à 5000 µl

longueur 126 mm



vrac	non stérile	les 250 pointes	NXA9311	/ 250
	stérile	les 250 pointes	NXA9312	/ 250

pointes 100 à 5500 µl (compatibles Eppendorf, Sartorius)

longueur 147,5 mm



vrac	non stérile	les 250 pointes	NXA9601	/ 250
	stérile	les 250 pointes	NXA9602	/ 250

10 000 µl

pointes 100 à 10000 µl

longueur 150 mm



vrac	non stérile	les 200 pointes	NXA9901	/ 200
	stérile	les 200 pointes	NXA9902	/ 250

Boîtiers rack sans pointes LMR®

certification
CE IVD 98/79

Sans métal

- boîtiers vides, compatibles avec les pipettes multicanaux (espaces 9 mm) pour microplaques
- superposables
- autoclavables à 120°C - 15 min
- couvercle à charnières, ouverture à 120°, utilisation facile d'une seule main
- fermeture sécurisée
- boîtier noir, support de pointes avec code couleur



boîtes pour pointes	référence	Prix HT
96 pointes 10 µl / 10 µl XL	● NXA0001 les 10	
96 pointes 200 µl / 300 µl	● NXA0041 les 10	
96 pointes 1000 µl	● NXA0021 les 8	
96 pointes 1000 µl courtes	● NXA0031 les 10	
60 pointes 1250 µl	● NXA0035 les 8	