

## Portoirs pour micropipettes



1



2



3

portoirs	référence	Prix HT
Portoir en ligne 4 places	ACS4	
Portoir en ligne 6 places	1 ACS6	
Portique jusqu'à 6 pipettes	2 ACS16	
Portoir carrousel 6 places	3 ACS26	

## Portoirs pour micropipettes manuelles




1



2



3




4

portoirs	référence	Prix HT
Portoir noir pour 1 micropipette multicanaux	1 NXA0060	
Portoir blanc pour 1 micropipette multicanaux	2 NXA0061	
Portoir blanc pour 4 micropipettes monocanal	3 NXA0062	
Portoir blanc pour 6 micropipettes monocanal	4 NXA0063	

## Écran spécial anti-radiations

protection des mains  
lors des manipulations

- toutes les pipettes automatiques BIOHIT et assimilées peuvent être utilisées avec un écran anti-radiations (pipettes Gilson sur demande)
- modèle anti-Bêta <sup>32P</sup>, épaisseur 10 mm
- modèle anti-gamma <sup>125I</sup>, épaisseur 12 mm, imprégné au plomb



écran spécial	référence	Prix HT
écrans anti-Bêta <sup>32P</sup>		
pour pipettes jusqu'à 200 µl	SJ1205	
pour pipettes jusqu'à 1000 µl	SJ1206	
pour pipettes 1 à 5 ml	SJ1207	
écrans anti-Gamma <sup>125I</sup>		
pour pipettes jusqu'à 200 µl	SJ1208	
pour pipettes jusqu'à 1000 µl	SJ1209	
pour pipettes 1 à 5 ml	SJ1210	

## Compte-gouttes 8 canaux



- en plastique translucide moulé, spécialement conçus pour les microplaques : distribution simultanée dans 8 puits, lavage, etc.
- capacité 600 µl par canal

compte-gouttes	référence	Prix HT
Pipettes 8 canaux, les 25	TB1250	
Pipettes 8 canaux stériles en emballage individuel, les 100	TB1251	