

Boîtes aluminium avec couvercle

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- boîtes rectangulaires, avec couvercle, en aluminium
- angles arrondis
- empilables

dimensions LxIxh	réf.	Prix HT	Prix promo
180 x 90 x h 40 mm	BC8411	-	

pH / mV / °C - mètre ISFET étanche

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- affichage digital simultané de 2 paramètres
- étalonnage automatique en 1, 2 ou 3 points
- compensation automatique en température
- mémoire de 300 mesures, interface RS232C
- gamme : 0 à 14 pH, ± 350 mV, -5 à +105°C
- dim. / poids : 208 x 190 x h122 mm / 900 g
- dim. sonde : $\varnothing 9,7$ x 203 mm / 85 g, câble 1,55m
- appareil livré complet avec électrode standard, kit d'entretien, pile, adaptateur secteur et sangle de transport

	Référence	Prix HT	Px promo
pH-mètre ISFET	NS3001	-	
Electrode ISFET de pénétration	NS7013	-	
Electrode ISFET de pénétration, pointue	NS7023	-	
Electrode ISFET de surface	NS7024	-	
Electrode ISFET standard à immersion	NS7101	-	
Electrode de pénétration arrondie DIN	NS7214	-	

Pastilles réactives pour analyse des eaux

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- comparateur divisé en 3 compartiments : 2 compartiments extérieurs et un compartiment central permettant de compenser la coloration ou la turbidité
- conservation des pastilles : 5 ans
- livré complet dans une boîte en plastique robuste et compacte avec 30 pastilles pré-dosées en emballage individuel sous blister d'aluminium

	Référence	Prix HT	Px promo
Comparateur détermination Nitrite 0,5 à 1,6 mg/l	LV1365	-	
Comparateur détermination Sulfite 0,5 à 15 mg/l	LV1395	-	

Erlenmeyers en PP à col rodé

DÉSTOCKAGE :
jusqu'à épuisement
des stocks



- Erens en polypropylène (PP)
- col conique à rodage
- autoclavables à la vapeur à +121°C
- convient pour bouchon cellulosique ou bouchon caoutchouc
- capacité : 50 ou 1 000 ml
- \varnothing ext. : 56 ou 130 mm
- hauteur : 90 ou 198 mm
- A14105 : non gradué, sans bouchon
- A14201 : gradué, avec bouchon

	réf.	Prix HT	Prix promo
Erlenmeyer 1000 ml col 34/35 mm	A14105	-	