

## Horloge électronique avec thermomètre intégré

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- horloge radio-pilotée à projection lumineuse
- affichage de la température ambiante et mémorisation des températures mini/maxi
- écran rétroéclairé
- livré complet avec 2 piles LR03

	Référence	Prix HT	Px promo
Horloge électronique avec thermomètre	CHX330	-	

## Pipette hématologique de précision

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- Pipette hématologique de précision à fond blanc 0,01 ml (10 mm)
- graduée en 0,001 ml (1 mm<sup>3</sup>)
- pour électrophorèse et autres usages
- graduations indélébiles
- précision 2%

	Référence	Prix HT	Prix promo
pipettes hématologiques	PHE	-	

## Micro-distributeur répétitif

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- pour la distribution précise et répétée de micro-volumes de 250 jusqu'à 800 µl
- manipulation facile d'une seule main : la distribution se fait par pression du pouce sur le bouton supérieur, comme une pipette automatique
- livré avec un flacon de 100 ml et un adaptateur de flacon GL28/32

volumes	exactitude	Référence	Prix HT	Prix promo
400 et 800 µl	± 1,0%	GW1107	-	