

## Fliale jaugée A spéciale pharmaceutique

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks




- conforme aux normes DIN12685, ISO47800 et USP
- certificat de conformité propre à chaque lot, numéro de lot inscrit sur chaque fiole
- bouchon rodé en polyéthylène
- trait de jauge gravé, sérigraphie émaillée blanc
- rodage 14/23, col Ø12 mm
- dim Ø61 x 175 mm

	Référence	Prix HT	Px promo
Fliale jaugée 100ml	USP6	-	

## Verre à expériences gradué en verre

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- vase gradué en verre
- forme conique
- base circulaire
- bec verseur
- capacité : 20 ml

	Référence	Prix HT	Px promo
Verre à expérience 20 ml	GW6178	-	

## Moules d'inclusion en plastique

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement des  
stocks



- moules en polystyrène à usage unique pour les inclusions
- aucun risque de contamination : inclusion de chaque fragment tissulaire dans son moule individuel
- peuvent être découpés en moules individuels
- superposables
- température maxi de la cire : 90°C
- vendus par lot de 100 plaques de 5 moules

dimensions Lxlp	réf.	Prix HT	Prix promo
39 x 25 x 13 mm	M3925	-	

## Flacon à vis en polyéthylène

**DÉSTOCKAGE :**  
jusqu'à épuisement  
des stocks



- flacon à vis en polyéthylène LDPE, gris, opaque, col étroit
- flacon avec joint d'étanchéité
- capacité 2000 ml

	Référence	Prix HT	Px promo
Flacon à vis gris LDPE 2000 ml	PL1173	-	